

## Agujas para biopsia Tru-Cut®

La aguja para biopsia Tru-Cut® está diseñada para la obtención manual de muestras de tejido de alta calidad con trauma mínimo para el paciente.

Mama

Riñón

Hígado

Pulmones Próstata

Tiroides

### Las características incluyen:

- Muesca para muestra de 20mm.
- El borde de corte afilado como un bisturí, de acero quirúrgico, extrae muestras con un corte limpio y de alta calidad.
- El estilete removible brinda capacidad de muestreo múltiple.
- La aguja de pared fina permite obtener una muestra mayor.
- Las marcas de profundidad en centímetros ayudan a la colocación de la aguja.

	No. cat.	Tamaño
18G	2N2711X	18G x 3"
	2N2712X	18G x 4½"
	2N2713X	18G x 6"
14G	2N2700X	14G x 3"
	2N2702X	14G x 4½"
	2N2704X	14G x 6"

Desechables exclusivamente. 10 dispositivos por paquete.

