

Agujas para aspiración fina (AAF)

Diseñadas para la aspiración de masas de tejido blando, las agujas AAF están disponibles con punta estilo Chiba o Franseen para una versatilidad óptima. Las agujas AAF también están disponibles en juegos con la aguja introductora coaxial universal. La aguja introductora coaxial facilita el muestreo múltiple y es compatible con los dispositivos estándar para biopsia Temno® para muestras histológicas. Los juegos coaxiales incluyen dos agujas de aspiración (Chiba o Franseen) y una aguja introductora coaxial universal.

Mama

Riñón

Hígado

Pulmones

Próstata

Tiroides

Las características incluyen:

- Aguja Chiba con punta en bisel para obtención de aspirado para citología.
- Aguja Franseen con punta en aristas para muestras de lesiones fibrosas.
- Las marcas de profundidad en centímetros ayudan a la colocación exacta.
- Puerto luer lock transparente para una buena visibilidad durante los procedimientos de aspiración.
- El sistema de bloqueo cutáneo positivo controla la migración al frente.
- Punta ecogénica que mejora la visualización ecográfica.



Juegos coaxiales con aguja Chiba

| Aguja | No. cat. | Tamaño de la aguja para biopsia | Tamaño de la aguja de introducción | Longitud útil | compatible con Aguja Temno |
|-------|----------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 22G | CCH2210 | 22G x 10cm | 20G x 5cm | 4cm | |
| | CCS2215 | 22G x 15cm | 20G x 5cm | 4cm | |
| | CCH2215 | 22G x 15cm | 20G x 10cm | 9cm | T2215 |
| | CCH2220 | 22G x 20cm | 20G x 15cm | 14cm | T2220 |
| 20G | CCH2015 | 20G x 15cm | 19G x 10cm | 9cm | T2015 |
| | CCH2020 | 20G x 20cm | 19G x 15cm | 14cm | T2020 |

Juegos coaxiales con aguja Franseen

| | | | | | |
|-----|---------|------------|------------|------|-------|
| 22G | CFR2210 | 22G x 10cm | 20G x 5cm | 4cm | |
| | CFR2215 | 22G x 15cm | 20G x 10cm | 9cm | T2215 |
| | CFR2220 | 22G x 20cm | 20G x 15cm | 14cm | T2220 |
| 20G | CFR2015 | 20G x 15cm | 19G x 10cm | 9cm | T2015 |
| | CFR2020 | 20G x 20cm | 19G x 15cm | 14cm | T2020 |

Desechables exclusivamente. 5 dispositivos por paquete.

| Aguja | Agujas Chiba únicamente | | Agujas Franseen únicamente | |
|-------|-------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| | No. cat. | Tamaño | No. cat. | Tamaño |
| 23G | CHI2320 | 23G x 20cm | | |
| | CHI2315 | 23G x 15cm | | |
| 22G | CHI226 | 22G x 6cm | | |
| | CHI229 | 22G x 9cm | | |
| | CHI2210 | 22G x 10cm | FRA2210 | 22G x 10cm |
| | CHI2215 | 22G x 15cm | FRA2215 | 22G x 15cm |
| | CHI2220 | 22G x 20cm | FRA2220 | 22G x 20cm |
| 21G | CHI2120 | 21GA x 20cm | | |
| | CHI2115 | 21GA x 15cm | | |
| 20G | CHI205 | 20G x 5cm | | |
| | CHI2010 | 20G x 10cm | FRA2010 | 20G x 10cm |
| | CHI2015 | 20G x 15cm | FRA2015 | 20G x 15cm |
| | CHI2020 | 20G x 20cm | FRA2020 | 20G x 20cm |
| 19G | CHI1920 | 19G x 20cm | | |
| | CHI1915 | 19G x 15cm | | |
| 18G | CHI1815 | 18G x 15cm | FRA1815 | 18G x 15cm |
| | CHI1820 | 18G x 20cm | FRA1820 | 18G x 20cm |

Desechables exclusivamente. 10 dispositivos por paquete.